biotechlab

TENAK

СТАТИВИ / СТЕЛАЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КРИОКУТИИ ВЪВ ФРИЗЕРИ ТИП РАКЛА

	Алуминиеви стелажи/ стативи ECO ALURACK	**Стоманени стелажи / стативи CLASSIC**	**Стоманени стелажи / стативи COMFORT**
СЪХРАНЕНИЕ НА КРИОКУТИИ ВЪВ ФРИЗЕРИ ТИП РАКЛА			
Тегло на статива:	под средното	средно	средно
За стандартни криокутии с размери (W x D):	до 137 x 137 mm	до 137 x 137 mm с включена заключваща щанга: до 134 x 134 mm	до 137 x 137 mm
За криокутии с височина (H):	32 mm, 40 mm, **50 mm**, 75 mm, 85 mm, 100 mm, 130 mm	32 mm, 40 mm, **50 mm**, 75 mm, 85 mm, 100 mm, 130 mm	32 mm, 40 mm, **50 mm**, 75 mm, 85 mm, 100 mm, 130 mm
Заключваща система:	N.A.	Заключваща щанга 	Заключваща предпазна пружина 
Материал на статива:	алуминий	неръждаема стомана	неръждаема стомана
Повече информация:	Рентабилна икономична стелажна система за лабораторни фризери, без заключваща система. Стативите Eco AluRack са подходящи за всеки модел фризер и могат да бъдат използвани с всички модели стандартни криокутии. Рентабилна икономична стелажна система за лабораторни фризери. Стативите са сглобени без мрежа и заваряване. Стативите са изработени от неанодизиран алуминий с висока издръжливост и устойчивост на морска вода.	Стоманените стативи CLASSIC са стелажна система с най-добро съотношение цена / качество. Най-често използваните стелажи / стативи за фризери тип ракла. Подходящи за всеки фризер и всички модели стандартни криокутии. Доставят се със заключваща щанга за предодвратяване изплъзването на криокутиите	Стоманените стативи COMFORT са стелажна система предлагаща ергономичен дизайн осигуряващ максимална безопасност. Стелажите / стативите имат пружинни ключалки, монтирани на всеки рафт за закрепване на криокутиите и улесняване достъпа до тях. Стоманените стелажи / стативи COMFORT са подходящи за всеки фризер и за работа с повечето криокутии със стандартна височина от картон, полипропилен и поликарбонат.

biotechlab

TENAK

СТАТИВИ / СТЕЛАЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КРИОКУТИИ ВЪВ ФРИЗЕРИ ТИП РАКЛА

Алуминиеви стелажи / стативи ECO ALURACK

Стативи за криокутии с H50 mm (без включени криокутии)		Стативи с включени криокутии с H50 mm с 9x9 разделители		Размери на статива: HxDxW	Капацитет на статива
Кат. №	Ед.цена в лв. без ДДС	Кат.№	Ед.цена в лв. без ДДС		
TE11500	115,00	**TE11500B**	130,00	176x140x140	3 бр. криокутии
TE11502	115,00	**TE11502B**	140,00	286x140x140	5 бр. криокутии
TE11504	120,00	**TE11504B**	150,00	341x140x140	6 бр. криокутии
TE11506	120,00	**TE11506B**	160,00	396x140x140	7 бр. криокутии
TE11508	125,00	**TE11508B**	170,00	451x140x140	8 бр. криокутии
TE11510	125,00	**TE11510B**	180,00	506x140x140	9 бр. криокутии
TE11512	130,00	**TE11512B**	190,00	561x140x140	10 бр. криокутии
TE11514	130,00	**TE11514B**	195,00	616x140x140	11 бр. криокутии
TE11516	135,00	**TE11516B**	200,00	671x140x140	12 бр. криокутии
TE11518	140,00	**TE11518B**	215,00	726x140x140	13 бр. криокутии
TE11520	140,00	**TE11520B**	225,00	781x140x140	14 бр. криокутии
TE11522	150,00	**TE11522B**	235,00	836x140x140	15 бр. криокутии

Стоманени стелажи / стативи CLASSIC

Стативи за криокутии с H50 mm (без включени криокутии)		Стативи с включени криокутии с H50 mm с 9x9 разделители		Размери на статива: HxDxW	Капацитет на статива
Кат. №	Ед.цена в лв. без ДДС	Кат.№	Ед.цена в лв. без ДДС		
TE21448	130,00	**TE21448B**	150,00	169x140x140	3 бр. криокутии
TE21449	135,00	**TE21449B**	160,00	279x140x140	5 бр. криокутии
TE21450	140,00	**TE21450B**	170,00	334x140x140	6 бр. криокутии
TE21451	140,00	**TE21451B**	180,00	389x140x140	7 бр. криокутии
TE21440	150,00	**TE21440B**	190,00	444x140x140	8 бр. криокутии
TE21441	150,00	**TE21441B**	200,00	499x140x140	9 бр. криокутии
TE21452	150,00	**TE21452B**	210,00	554x140x140	10 бр. криокутии
TE21454	150,00	**TE21454B**	220,00	609x140x140	11 бр. криокутии
TE21456	160,00	**TE21456B**	225,00	664x140x140	12 бр. криокутии
TE21478	160,00	**TE21478B**	440,00	719x140x140	13 бр. криокутии

Стоманени стелажи / стативи COMFORT

Стативи за криокутии с H50 mm (без включени криокутии)		Стативи с включени криокутии с H50 mm с 9x9 разделители		Размери на статива: HxDxW	Капацитет на статива
Кат. №	Ед.цена в лв. без ДДС	Кат.№	Ед.цена в лв. без ДДС		
TE24500	140,00	**TE24500B**	160,00	169x140x140	3 бр. криокутии
TE24502	150,00	**TE24502B**	180,00	279x140x140	5 бр. криокутии
TE24504	150,00	**TE24504B**	200,00	334x140x140	6 бр. криокутии
TE24506	160,00	**TE24506B**	200,00	389x140x140	7 бр. криокутии
TE24508	170,00	**TE24508B**	215,00	444x140x140	8 бр. криокутии
TE24510	170,00	**TE24510B**	225,00	499x140x140	9 бр. криокутии
TE24512	180,00	**TE24512B**	235,00	554x140x140	10 бр. криокутии
TE24514	180,00	**TE24514B**	250,00	609x140x140	11 бр. криокутии
TE24516	190,00	**TE24516B**	260,00	664x140x140	12 бр. криокутии
TE24518	195,00	**TE24518B**	270,00	719x140x140	13 бр. криокутии
TE24520	200,00	**TE24520B**	280,00	774x140x140	14 бр. криокутии
TE24522	200,00	**TE24522B**	290,00	829x140x140	15 бр. криокутии

За информация и цени за стативи / стелажи за криокутии с височини (H) 32 mm, 40 mm, 75 mm, 85 mm, 100 mm и 130 mm, моля свържете се с нас.